

CELOX[®] RAPID

MADE TO STOP BLEEDING IN SECONDS*

WHEN IT'S LIFE OR DEATH, EVERY SECOND COUNTS.

“ While on tour, our team was caught in a shootout. I noticed my officer's shirt was ripped and assumed it was a bullet wound. I'd learned from experience that I needed to act fast. Once I could see the full extent of the wound, I knew a standard bandage wouldn't be enough. Packing with Celox seemed the best solution, especially as I knew it would stop the bleeding quickly and stay in place. I got the officer back to base and he avoided an amputation. Having the product in my kit gives me the confidence to handle anything. ”



FOR MORE INFORMATION VISIT CELOXMEDICAL.COM

*Celox Rapid is indicated to stop life threatening bleeding with a compression time of 60 seconds or until bleeding stops. Hoggarth A, et al. Testing a new gauze hemostat with reduced treatment time. Poster presentation at ATACCC, Ft Lauderdale, August 2011.

MEDTRADE PRODUCTS LTD, ELECTRA HOUSE, CREWE BUSINESS PARK, CREWE, UK, CW1 6GL T +44 (0)1270 500019 E CELOXENQUIRIES@MEDTRADE.CO.UK
Copyright © 2018 Medtrade Products Ltd. CELOX[®] is a trademark of Medtrade Products Ltd. All rights reserved.


CELOX RAPID™

CELOX ラピッド

Life Saving Emergency Trauma Products



CELOX RAPID



一般医療機器 届出番号: 14B1X00018MT0001
製造販売業者: 株式会社ワコー商事



OSTRICH™

株式会社オーストリッチインターナショナル
〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-14-20
光正第2ビル301
TEL: 045-470-9041 (代) FAX: 045-470-9043

Specification

特徴

- ・死因の多くを占める大量失血に効果的な止血剤CELOXを含んだガーゼ
- ・CELOXはエビの殻を精製して抽出したキトサンRを使用。医療機器としてFDA認可取得
- ・CELOXラピッドを傷口に適用し、少なくとも1分間または出血が止まるまで圧迫します。キトサンRが血液を吸収し、粘着性ゲルを生成することで、傷口を覆い出血を止めます
- ・傷口に継続して圧迫をかけるため、包帯、バンデージ等で傷口を包み込みます
- ・非発熱。アレルギー試験では副作用は見られません。使い捨て
- ・同種製品に比べ、適用後の出血が最も少ないことが確認されています (NAMRU/ONR Study)

サイズ

パッケージ: 14cm x 11cm x 1cm
ガーゼ: 7.6cm x 152.4cm
使用期限: パッケージに記載

<http://www.ostrich.co.jp> / Email: business@ostrich.co.jp