

アーキティック パラス低体温防止担架

CVN
MEDICAL SOLUTIONS
FOR DEMANDING SITUATIONS

特別デザインの緊急/救助用 救急バッグ



- 戦略的に配置されたベルクロ留めの開口部により、保温性を損なうことなく患者の治療を行うことができます。
- バッグ各所には患者を移動させるためのループが用意されています。
- 折りたたむことでコンパクトに収納可能です。
- 耐火性、防水性、防風性にも優れており、フィンランドの北極圏でテスト済みの実績があります。
- 底面パッドは交換可能です。

【使用方法】

- ① 畳んだ本品を開梱し、黒いナイロン面を下にして真っ直ぐにする。
- ② 本品の端を持ち上げ、患者をバッグの中に入れる。入れ終わったらベルクロ留め具で端を重ねて閉じる。その際、患者の顔が見える状態にする。

| 名称 | アーキティック パラス低体温防止担架 |
|---------|---------------------------|
| 展開時(cm) | 約 230 x 56 |
| 収納時(cm) | 約 56 x 27 |
| 重量(kg) | 2.2 |
| 製造国 | ヨーロッパ |
| カラー | ミリタリーグリーン |
| 耐荷重 | 吊り上げストラップ8本使用時で260 kgまで対応 |
| 再利用可否 | 汚れ、破損がある場合は再利用不可 |

総輸入販売元

 **OSTRICH™**

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目14-20
光正第二ビル301
www.ostrich.co.jp
Email: info@ostrich.co.jp
TEL: 045-470-9041 FAX: 045-470-9043

